

## Karta katalogowa

### Suszarka Laboratoryjna SLN SIMPLE 53



Powyższe zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy, może przedstawiać opcje dodatkowe niezawarte w standardowym wyposażeniu.  
Rzeczywisty wygląd w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciu.

#### DANE TECHNICZNE

obieg powietrza	naturalny
pojemność komory [l]	56
pojemność użytkowa komory [l]	56
sterownik	mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem

#### TEMPERATURA

zakres temperatury pracy [°C]	+5°C powyżej temperatury otoczenia ... +250°C
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
ochrona nadtemperaturowa	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880

#### KOMORA


drzwi	pełne
materiał komory	stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo

**wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/**

szerokość A	660
wysokość B	590
głębokość C	620

**wymiary komory [mm]**

szerokość D	390
wysokość E	390
głębokość F	350



ilość półek (standard / max)	2 / 5
maksymalne obciążenie półki [kg]	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	40
waga urządzenia [kg]	50

**PARAMETRY ELEKTRYCZNE**

zasilanie	230V 50Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	1700
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

powyższe parametry dotyczą urządzeń standardowych (bez wyposażenia opcjonalnego)  
 1 - głębokość nie obejmuje przyłącza kabla zasilającego 50 mm

**OPCJE I AKCESORIA**